

Gamme et prix

Ces pincettes sont telles qu'il ne s'accroche pas des gouttes d'eaux entre les mâchoires de la pincette par capillarité. Ces pincettes nécessitent des soins particuliers.



Réf.	Quantité	Prix HT €	Description	Finition	dimension des pointes		longueur	matériau
					largeur	épaisseur		
T587	1	47,67	DUMONT Pincette 5AC Super fine, pointes anti-capillarité	BQ	0,07	0,02	110	Inox
T5299	1	45,14	DUMONT Pincette 5AC Super fine, pointes anti-capillarité	BQ	0,07	0,02	110	Dumoxel



Réf.	Quantité	Prix HT €	Description	Finition	dimension des pointes		longueur	matériau
					largeur	épaisseur		
T588	1	58,06	DUMONT Pincette N5AC Mécanisme inversé, pointes super fine et anti-capillarité	BQ	0,07	0,02	110	Inox
T5301	1	55,54	DUMONT Pincette N5AC Mécanisme inversé, pointes super fine et anti-capillarité	BQ	0,07	0,02	110	Dumoxel

Informations techniques

Plusieurs types de matériaux sont disponibles sous l'appellation HAUTE PRECISION: Acier, Inox, Dumoxel et Dumostar. Les pincettes Dumostar supportent des température allant jusqu'à 550°C et sont insensibles aux acides et aux solutions alcalines. Les pincettes Acier ont les pointes les plus dures mais sont très sensibles à la corrosion. Les pincettes en Dumoxel sont dans un matériau amagnétique et anti-corrosion. Il est cependant un peu plus mou que l'Inox.

Plusieurs types de définitions sont disponibles suivant l'utilisation des pincettes. Sous l'appellation **MQ (Qualité Médicale)**, vous trouverez des pincettes dont la résistance à la corrosion ainsi que la dureté de la pointe sont les meilleures. Ceci est particulièrement important puisque ce matériel subit les phases de stérilisation.

Sous l'appellation **MMP (Qualité Médicale Poli Optique)**, vous trouverez des pincettes polies afin de réduire la possibilité de corrosion. Les pointes de ces pincettes sont matifiées pour éliminer les réflexions de lumière qui pourraient gêner lors des manipulations.

Sous l'appellation **BQ (Qualité Biologie)**, vous trouverez les pincettes ayant les pointes les plus fines.

Finalement, vous trouverez dans un bon rapport qualité prix avec les pincettes **HP (Haute Précision)**.

