


Gamme et prix




Réf.	Quantité	Prix HT €	Description	Finition	dimension des pointes		longueur	matériau
					largeur	épaisseur		

T5009	4	14,24	Pincette grand modèle en matière plastique, avec manche strié, et ouverture maximale des mâchoires de 15mm					Plastique
-------	---	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------



Réf.	Quantité	Prix HT €	Description	Finition	dimension des pointes		longueur	matériau
					largeur	épaisseur		

T519	1	25,96	Pincettes en TEFLON, peuvent être utilisé dans des milieux acides, basiques, oxydant sans être attaqué.		2,00	0,25	115	Téflon
------	---	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	------	-----	--------



Réf.	Quantité	Prix HT €	Description	Finition	dimension des pointes		longueur	matériau
					largeur	épaisseur		

T518	1	13,66	Pincette NYLON avec renfort de fibre de verre. Matériau isolant, résiste à la stérilisation, à l'acétone, l'alcool, facile à nettoyer.		7,00	0,20	115	Nylon
------	---	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	------	-----	-------



Réf.	Quantité	Prix HT €	Description	Finition	dimension des pointes		longueur	matériau
					largeur	épaisseur		

T5233	2	13,66	Pincette en matière plastique, pointes à 45° par rapport à l'axe de la pincette, permet la préemption de Wafer, et composants, pointes très fines				110	Plastique
-------	---	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----	-----------



Réf.	Quantité	Prix HT €	Description	Finition	dimension des pointes		longueur	matériau
					largeur	épaisseur		

T5235	2	15,37	Pincette en matière plastique, pointes à 45° par rapport à l'axe de la pincette, permet la préemption de Wafer, et composants		5,00	0,15	125	Plastique
-------	---	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	------	-----	-----------



Réf.	Quantité	Prix HT €	Description	Finition	dimension des pointes		longueur	matériau
					largeur	épaisseur		

T5230	1	24,50	Pincettes en matière plastique avec des mâchoires plates et fines		6,00	0,15	115	Plastique
T5231	1	24,50	Pincettes en matière plastique avec des mâchoires plates et fines		9,00	0,15	125	Plastique
T5232	1	26,43	Pincettes en matière plastique avec des mâchoires plates et fines		12,50	0,15	125	Plastique



Réf.	Quantité	Prix HT €	Description	Finition	dimension des pointes		longueur	matériau
					largeur	épaisseur		

T5234	2	14,79	Pincette plastique, reproduction plastique du modèle 2a	2,40	0,30	115	Plastique
T5236	2	16,92	Pincette plastique, résiste jusqu'à 220°C	3,20	0,10	115	Plastique